



## Instrukcja instalacji oprogramowania do przeglądania wyników badania tomografii komputerowej CBCT


1. Po włożeniu płyty należy w pierwszej kolejności uruchomić polecenie setup.exe (dostępne w katalogu głównym płyty), które zainicjuje proces instalacji przeglądarki zdjęć
2. Po zakończeniu instalacji należy uruchomić program (skrót NNT dostępny na pulpicie komputera)
3. Z menu File wybrać opcje import




4. W oknie programu należy wybrać ścieżkę dostępu do katalogu zawierającego dane pacjenta poleceniem change path




5. po wskazaniu katalogu z danymi pacjenta należy przejrzeć zawartość katalogu poleceniem browse



6. po wyświetleniu listy pacjentów do zaimportowania należy wskazać pacjenta i potwierdzić ok.



7. Po zakończeniu importu raport pacjenta jest dostępny po wybraniu polecenia file/open



8. kolejne strony raportu można przeglądać za pomocą klawiszy funkcyjnych w górnej części ekranu opcje pomiaru długości i zmiany kontrastu obrazu są dostępne pod prawym przyciskiem myszy

